

Röntgendurchlässiger Handgelenkfixateur

Steriles  
Set - fertig  
zum Einsatz

 ORTHOFIX®  
ALWAYS INNOVATING

# Röntgendurchlässiger Handgelenkfixateur



Exzellente Darstellung der Fraktur, uneingeschränkte Kontrolle von Radius und Karpus

Das Design des Kugelgelenks erleichtert die anatomiegerechte Reposition


Tragekomfort für den Patienten

Die Kompressions-Distraktions-Einheit wird bei Bedarf aufgesetzt



Röntgendurchlässiger Teleskop-Körper

Gebrauchsfertiges, steriles Set mit allen Instrumenten und Schrauben



Bestellinformation

Art. Nr.	Beschreibung
99-36501	Handgelenkfixateur, komplett, steriles Set
	Weiter Informationen im Orthofix Katalog unter „Strahlentransparenter Handgelenkfixateur“.
	Dieser Fixateur ist zum Einmalgebrauch bestimmt, und darf nicht wiederverwendet werden.

Literatur:

1) Nelson DL: "The RadioLucent Wrist Fixator for Distal Radius Fractures" Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, G. De Bastiani et al. Springer 2000, Ch. 17: 181-191.

Verteiler:

Medeco-Orthofix GmbH  
Mühlebühlstr. 23/24 Yllgen  
3600 Sarnen Switzerland Tel: +41 06020 90 83 99

MEDECO-CH Sàrl

Route de Trélex 8, 1266 Duillier - Schweiz  
Tel: +41 (0) 22 307 01 70, Fax: +41 22 362 11 85  
info@medeco-ch.com, www.medeco-ch.com